

Kontroll av akuttralle etter bruk og årlig kontrollskjema

- Komplette sjekk av alt innhold
- Utløpsdato på sterilt utstyr
- Huk av etter hvert og signer tilslutt
- Leveres driftsansvarlig
- Print ut ny og legg klar til neste gang

Hvor	Type utstyr	Sjekket
Toppen	Defibrillator tilkoblet Defi - pads type <u>One Step</u> , voksen	
	<u>Nettinglomme bak på defibrillator</u>  • Kapnograf • Co2 kuvette (engangs) • EKG 3 avledning	
	• IV. stativ • O2 kolbe med reduksjonsventil – byttes ved trykk under 50 Bar	
	<u>Åpent rom</u> • Defi - pads Type <u>One Step</u> x 1 (barn og voksen)	
	<u>Under gjennomsiktig plate</u> • NaCl 0,9 % 100 ml x1 • Glukose 50 mg/ ml 100 ml x 1 • Luftekanyler x 1-2 • Nedtellingsur, stå ferdig innstilt på 3 min Medikament- merkelapper (10 stk av hver): • Adrenalin 1mg/ ml • Adrenalin 0,1 mg/ ml (Katastrofeadr) • Atropin 1 mg/ ml • Hvite blanke lapper • NaCl 9mg/ ml Medikamenter: • Adrenalin 0,1 mg/ ml (Katastrofeadr.), 2 amp a 5 ml • Adrenalin 1mg/ ml, 10 amp a 1 ml Adrenalin/ Katastrofeadrenalin merkes med utløpsdato (6 mnd etter uttak kjøleskap) • Atropin 1 mg/ ml, 3 amp a 1 ml Atropin ligger forseglet i plast merket med utløpsdato	
	Kjedge på glassplaten	
Skuff 1	I kurv: • Staseslange x 1 • Barberhøvel x 1	

Veneveier	• Micropore tape 2,5 x 1 • 2 stk venfloner i hver størrelse: 0,7 - 0,9 - 1,1 - 1,3 - 1,8 • Arteriekanyler x 2 • T-piece (smallbore T-port) x 1 • Treveiskran 10 cm x 1 • Sterile kompresser 5 x 5 cm - 4 stk • Tegaderm iv x 2 • Intraossøs nål - 1 stk liten  - 1 stk stor • Blodgassprøyter x 2 (med eller uten spiss)  • Secalon T grå x 1 • Saks x 1 • Skalpell x1 • Arteriepinsett x 1 • Sprøyter 5 stk av hver: 1 – 2 – 5 - 10 ml • Kanyler 10 stk av hver: rosa - grønne - blå	
Skuff 2 Defibrillering	• Defi - pads type One Step ○ Voksen x 1 ○ Barn x 1 • EKG- elektroder i snorpose merket utløpsdato (1,5 år etter uttak originalpose) ○ Voksne x 6 stk ○ Barn x 6 stk • Co2 kuvette engangs  • EKG kabel • Batteri til laryngoskop • Papir til defibrillator- skriver • Bruksanvisning til Zoll defibrillator	
Skuff 3 Luftveier	<u>Intubasjon Voksen</u> Oppe i en kurv • Tube med cuff størr 6 - 7- 8  • 10 ml sprøyte til cuff • Magills tang x 1  • Mandreng x 1  • Laryngoskop med kort (størr 3) og langt (størr 4) blad. Ligger i et pussbekken. • Obs at blad og skaft passer!  • Svelgtube nr 2 og 3	

	 - Maske nr 4 (alternativt 3/4) - Maske nr 5 (alternativt 4/5) - Til nød- trakeostomi: Venflon størr 2,0 (orange) med endotracheal adaptor(blå tubeconnector)  (kan ha gått ut på dato, ikke forny den om uåpnet) - Engangsbag voksen med O2 slange og reservoir  - Tensoplast x 1 - Xylocain gel x 1 - Stetoskop vendbart for voksen og barn	
	<u>Intubasjon Barn</u> (ligger i et plastfuttal) - Portex tube (uten cuff) nr 3, 4 og 5  - Mallinckrodt tube(med cuff) nr 5  - Bøyd barneblad x 1  - Magills tang x 1 - Barnemandreng x 1 - Svelgtube nr 0 og 1 - Maske størr 0/1 - Maske størr 2 - Maske størr 3 (alternativt 3/4) - Lærdalsbag barn med reservoir	
Nederste åpne rom	- O2 maske x 1 - Usterile hansker - Overtrykksmansjett 1 liter manuell - Anestesiskjema - Skjema-” Hjerstestans innenfor sykehus” - Innholdsfortegnelse akuttralle - Kontroll av akuttralle etter bruk og årlig kontrollskjema	
Sideskuff 1	- NaCl 0,9 % 1000 ml x 1 - IV – sett x 2	
Sideskuff 2	Sugekateter 1 stk nr 8 – 10 – 14	
Sideskuff 3	- Ventrikkelsonde x1 størr 18 - Snørepose x 1	
Sidehylle	Lærdal transportsug med 800 ml engangskolbe - tilkoblet grønn engangs- sugeslange (må klippe av ytterste ledd for å få den til å passe) og sugekateter nr. 14 Nb! Stå strømtilkoblet!	

	På alle trallene laminert skjema med: - Retningslinjer hjertestans voksen og barn - Husk å trekke ut stikkontaktene før du kjører	
	Klistret på gjennomsiktig glassplate: - Skjema: Utrechnet dose Adrenalin for barn, ulike vektgrupper - Informasjon om hvor brukt tralle skal til utsjekk/ kontroll	
Signatur og dato for kontrollert tralle:		

Trallen skal stå plombert!

Husk FØR plombering: Hjertebrettet settes på før den røde spaken dras over!

Er plomberingen borte/ mangelfull må trallen sjekkes på nytt umiddelbart!