



Mediven® thrombexin 18

Lårstrømper	omkrets i cm	ankel (b)	lår (g)
	extra small	17-19	40 - 50
	small	20 - 22	48 - 60
	small extra wide	20 - 22	56 - 70
	medium	23 - 25	56 - 70
	medium extra wide	23 - 25	64 - 80
	large	26 - 28	64 - 80
	large extra wide	26 - 28	72 - 90
	extra large	29 - 31	72 - 90
	extra large, extra wide	29 - 31	80 - 100

Knestrømper	omkrets i cm	ankel (b)	legg (c)
	extra small	17-19	26 - 36
	small	20 - 22	30 - 38
	medium	23 - 25	34 - 44
	large	26 - 28	38 - 48
	large extra wide	26 - 28	44 - 55
	extra large	29 - 31	44 - 55
	extra, extra large	32 - 34	51 - 66

Lårstrømper med hoftefeste	omkrets i cm	ankel (b)	lår (g)
	small	20 - 22	48 - 60
	medium	23 - 25	56 - 70
	large	26 - 28	64 - 80
	large extra wide	26 - 28	72 - 90

VIKTIG!



Ankelmål: Tas der ankelen er tynnest, rett ovenfor ankelknokkene.

Lårmål: Tas øverst på låret, der det er tykkest.



Måltaking: Ankelmålet avgjør størrelsen på strømpen, xs, s, m, l, xl, xxl
Lårmålet viser om det er behov for ekstra vidde på låret.

Kontraindikasjoner: Nedsatt arteriell sirkulasjon, massive ødemer i bena, lungeødem, ubehandlet hjertesvikt, lokale infeksjoner.

